

Advia 560

Автоматический гематологический анализатор с лазерной технологией идентификации.

Устанавливая новый стандарт эффективности

Особенности

- > 5-компонентный анализ лейкоцитов
- > 26 параметров
- > 60 проб/час

Непрерывная смена реагентов "на лету"

- > Сокращение времени измерения
- > Нет необходимости останавливать прибор при смене реагентов

Автоматическая загрузка проб (опция)

- > Вместимость: 100 проб
- > Встроенный смеситель
- > Считыватель штрих-кода пробы



Продукция
компании
Siemens
Healthineers

Модуль для малых проб (опция)

- > Объем пробы всего 25 мкл
- > Идеально подходит для педиатрических образцов
- > Автоматическое предварительное разбавление

Идентификация проб через внешний сканер штрих-кодов