



Технические характеристики

Atellica Decapper*



Модуль снятия крышек Atellica Decapper интегрируется в систему Atellica Solution без использования дополнительного пространства[†]. Модуль снимает крышки с большинства пробирок^{††}, с которыми работает Atellica Solution, и может быть установлен с самого начала или добавлен в действующую конфигурацию с несколькими вариантами размещения.

В одной конфигурации Atellica Solution можно установить до трех модулей Atellica Decapper в трех разных положениях. Положение определяется потребностями и особенностями лаборатории.

siemens-healthineers.com/ru

[†]Конфигурации не подключаются к системе трековой автоматизации лаборатории.

^{††}За исключением стеклянных пробирок, резиновых пробок и педиатрических (капиллярных) пробирок, а также крышек определенных цветов.

Atellica Solution**

Гибкая, масштабируемая, автоматизированная система иммунохимических и биохимических анализаторов, разработанная для обеспечения управляемости, легкости и результативности.

Испытайте все возможности Atellica Solution с патентованной технологией двунаправленного магнитного транспорта, возможностью создания более 300 настраиваемых конфигураций и широким меню тестов, использующих надежные методы детекции.



Портфолио решений Atellica

Продукция, разработанная компанией Siemens Healthineers, способствует обеспечению контроля и удобства для достижения лучших результатов.

Портфолио решений Atellica для клинико-диагностических лабораторий обеспечивает более строгий контроль работы вашей лаборатории, упрощенный рабочий процесс и больше времени для других задач, чтобы сосредоточиться на улучшении клинических результатов и экономических показателей.

Управляемость.
Легкость.
Результативность.

Характеристики изделия

Описание	Модуль предназначен для интеграции процедуры снятия крышек в систему Atellica Solution; он позволяет снимать крышки с большинства пробирок [†] , совместимых с системой Atellica Solution
Скорость обработки пробирок	Между менеджером образцов Atellica Sample Handler* и первым анализатором: до 300 пробирок в час. Между любыми двумя анализаторами или в конце конфигурации: до 500 пробирок в час.
Время ожидания	4-6,5 ч [‡] (емкость для отходов до 2000 крышек)

Работа с пробами

Разрешенные типы пробирок	Типы пробирок, совместимые с менеджером образцов Atellica Sample Handler, за исключением стеклянных пробирок, резиновых пробок, пробирок для микропроб и капиллярных пробирок, крышек < 14 мм или > 18 мм, крышек с шагом резьбы более 1,5 мм, пробирок с крышками определенных цветов.
Предотвращение перекрестного загрязнения проб	Безопасное расстояние между каретками для проб каплесборный поддон

Техническое обслуживание

Ежедневно	Автоматически: менее 5 минут
Ежемесячно	Вручную: менее 15 минут
При необходимости	Дополнительные сведения о периодическом техническом обслуживании см. в интерактивной справке
Журналы технического обслуживания	Плановые и контролируемые регламентные работы с помощью встроенного ПО

Общие характеристики

Требования к электропитанию	Требуется источник питания 0,24 кВА (США)/0,28 кВА (ЕС); однофазное 2-полюсное 3-проводное подключение с заземлением класса III. Входное напряжение переменного тока в номинальном диапазоне от 200 до 240 В, 50/60 Гц. Колебания напряжения питания не должны превышать ±10% от номинального напряжения
-----------------------------	--

Общие характеристики (продолжение)

Потребляемая мощность	0,3 кВт/ч (макс.)
Требования к подаче воды	Нет
Требования к сливу	Нет
Размеры (Atellica Decapper*)	122,3 (В) x 25 (Ш) x 110,9 (Г) см
Требования к расположению (в дополнение к требованиям для Atellica Solution**)	Между менеджером образцов Atellica Sample Handler и первым анализатором: нет Между любыми двумя анализаторами или в конце конфигурации: ширина 25,4 см
Масса	79 кг
Уровень шума	Средний уровень акустического шума: 65 дБА (1 м от Atellica Decapper*)
Средняя теплоотдача во время работы	≤ 983 БТЕ/ч
Температура окружающей среды	18-30°C
Влажность окружающей среды	20-80%, без конденсации
Высота над уровнем моря	0-2000 м
Нагрузка на пол	284 кг/м ²
Классификация по перенапряжению	Категория II
Классификация по загрязнению	Степень 2
Съемные носители	Нет
Лабораторный источник воздуха или поставляемый клиентом воздушный компрессор	Компрессор, подача воздуха под давлением от 0,6 до 0,7 МПа в Atellica Decapper; поток воздуха 1,76 нормального литра в минуту в Atellica Decapper; использование осушителя сжатого воздуха; использование дренажа для отвода конденсата; соответствие классу чистоты сжатого воздуха 1 по стандарту ISO 8573-1:2010

[†]За исключением стеклянных пробирок, резиновых пробок и педатрических (капиллярных) пробирок, а также крышек некоторых цветов.

[‡]Зависит от местоположения устройства.

*Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH с принадлежностями, варианты исполнения: Atellica SH Prime, Atellica SH Additional. PY № P3H 2020/11859.

**Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930, в вариантах исполнения, с принадлежностями. PY № P3H 2020/12079.

Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH с принадлежностями, варианты исполнения: Atellica SH Prime, Atellica SH Additional. PY № P3H 2020/11859. Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM, в вариантах исполнения, с принадлежностями. PY № P3H 2020/12316.

Генеральное представительство Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0
www.siemens-healthineers.com

Контактная информация в России

ООО «Сименс Здравоохранение»
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52
www.siemens-healthineers.com/ru

Atellica и все связанные с ней марки являются товарными знаками компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее дочерних организаций. Все прочие приведенные здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Доступность изделия может меняться в зависимости от страны и регулируется в соответствии с различными нормативно —правовыми требованиями. Уточните доступность у местного представителя.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.