



Atellica Solution¹

Управляйте вашей лабораторией с легкостью

Гибкая, масштабируемая
система анализаторов

www.siemens-healthineers.com/ru



SIEMENS
Healthineers

Преобразование медицинской помощи благодаря возможностям Atellica Solution¹

Быстрое увеличение количества проводимых анализов. Консолидация лабораторных исследований. Приоритет для срочных анализов. В современных условиях лаборатории стремятся преобразовать процесс оказания медицинской помощи за счет оптимизации рабочих процедур и повышения производительности труда персонала. Им требуются эффективные способы повышения качества обслуживания и экономических показателей, а также улучшения результатов для врачей и пациентов.

Atellica Solution¹ — это революционное решение тех актуальных задач, которые стоят перед лабораториями. Эта система устанавливает новый стандарт в управлении образцами и предоставляет вам независимый контроль над каждой пробой. Благодаря высокой производительности, исключительно гибким возможностям, высокоспецифичным и чувствительным тестам система Atellica Solution¹ позволяет своевременно получать точные результаты.



Atellica Solution¹ – это новое поколение переговых иммунохимических и биохимических анализаторов, которые отличаются гибкими возможностями, легко масштабируются и полностью адаптированы для работы с системой автоматизации. Благодаря управляемости и легкости, вы можете сфокусироваться на улучшении клинических результатов вашей лаборатории.

Независимый контроль над каждым образцом

Система из нескольких камер совместно с интеллектуальным программным обеспечением характеризует, маршрутизирует и управляет каждой пробой – как обычной, так и срочной. Интеллектуальный загрузчик образцов Atellica Sample Handler² и система транспортировки пробирок Atellica Magline – это:

- работа более чем с 30 типами пробирок, включая педиатрические и специальные пробирки;
- автоматическое сканирование каждой пробы и быстрая корректировка для оптимизации индивидуального менеджмента образцов;
- Двухнаправленный транспорт проб с изменяющейся скоростью – в 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных транспортных линий;
- минимизация вмешательств оператора благодаря автоматическому планированию и выполнению контроля качества и калибровки.

Оптимизация процессов и развитие вашей лаборатории в будущем

Благодаря уникальной гибкости системы ваша лаборатория может легко адаптироваться к меняющимся потребностям в потоках исследований и требованиям к занимаемому пространству.

- Модули Atellica Solution¹ могут комбинироваться более чем в 300 конфигураций различной формы: линейная, L и U.
- Atellica Solution¹ может работать как отдельно стоящий прибор, так вместе с системой автоматизации. В последнем случае вы получаете многопрофильное решение, которое повышает результативность рабочего процесса во всей лаборатории.
- Использование одних и тех же реагентов и расходных материалов на всех анализаторах позволяет добиться согласованности результатов и рационального управления запасами.

Результативность

Надежные результаты для ваших пациентов, врачей и лаборатории.

- Высокопроизводительный иммунохимический анализатор позволяет выполнять до 440 тестов в час*.
- Быстрый и предсказуемый TAT, больше времени для выполнения более важных задач.
- Точная диагностика: обширное и постоянно растущее меню тестов. Тесты основаны на проверенных технологиях и отличаются высокой специфичностью и чувствительностью.
- Новый подход к удобству обслуживания: поддержание максимальной производительности в режиме реального времени с помощью интеллектуальных, прогнозирующих и упреждающих дистанционных сервисов**, ориентированных на обеспечение надежной работы оборудования.

*Зависит от комбинации тестов.

**Наличие услуг зависит от конкретной страны.

Портфолио решений Atellica для лабораторной диагностики

Продукция,
разработанная
компанией
Siemens Healthineers,
способствует
обеспечению
контроля и удобства
для достижения
лучших результатов.

Портфолио решений
Atellica для клиничко-
диагностических
лабораторий
обеспечивает более
строгий контроль работы
вашей лаборатории,
упрощенный рабочий
процесс и больше
времени для других задач,
чтобы сосредоточиться
на улучшении
клинических результатов
и экономических
показателей.

Цель компании Siemens Healthineers - помочь учреждениям здравоохранения по всему миру улучшать ценностные показатели путем распространения прецизионной медицины, преобразования медицинской помощи, повышения удовлетворенности пациентов и диджитализации здравоохранения.

Медицинские учреждения во всем мире многие годы полагаются на наши технологические достижения — широкое портфолио передовых, высококачественных медицинских решений. Наши технологии ежедневно помогают повышать качество медицинской помощи в разных странах мира. Помимо этого, наши решения помогают медицинским учреждениям постоянно улучшать свои клинические, операционные и финансовые показатели.

Сейчас мы консолидируем этот беспрецедентный объем данных и идей и превращаем их в инновационные предложения и цифровые услуги для здравоохранения. Таким образом мы расширяем возможности и разделяем риски всей системы здравоохранения.

Основой партнерских отношений являются люди. В компании Siemens Healthineers вы найдете сплоченную и искренне приверженную делу команду, вместе с которой сможете добиться успеха.

Aptio, Atellica, Atellica Magline и все связанные с ними марки являются товарными знаками компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее дочерних организаций. Все прочие приведенные здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Доступность изделия может меняться в зависимости от страны и регулируется в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями. Уточните доступность у локального представителя.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.

1 Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930. РУ № РЗН 2020/12079. Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH. РУ № РЗН 2020/11859. Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM. РУ № РЗН 2020/12316.

2 Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH. РУ № РЗН 2020/11859.

**Генеральное представительство
Siemens Healthineers**
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0
[siemens.com/healthineers](https://www.siemens.com/healthineers)

**Контактная информация в России
ООО «Сименс Здравоохранение»**
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52
Факс: +7 495 737 13 20
[siemens-healthineers.com/ru](https://www.siemens-healthineers.com/ru)