



Технические характеристики

Модуль прямой загрузки Direct Load¹



Модуль прямой загрузки Direct Load¹ – устройство для работы с пробями для одного иммунохимического или биохимического анализатора системы Atellica Solution². Модуль прямой загрузки Direct Load¹ обеспечивает загрузку и выгрузку проб, калибраторов и образцов для контроля качества.

Характеристики изделия

Описание	Модуль для работы с образцами, предназначенный для одного иммунохимического или биохимического анализатора системы Atellica Solution, обеспечивающий загрузку и выгрузку проб, калибраторов и образцов для контроля качества
Конфигурации	Обеспечивает работу с пробями на отдельно стоящем анализаторе


Работа с пробями

Пропускная способность	До 250 пробирок в час
Количество проб	60 проб при использовании 10 шестипозиционных штативов
Отбор из первичной пробирки	Да, для совместимых типов пробирок
Поддерживаемые пробирки	12 x 75 – 16 x 100 (список совместимых типов пробирок предоставляется по запросу)

Пользовательский интерфейс/управление данными

Монитор	Сенсорный монитор с диагональю 56 см (22 дюйма)
Операционная система	MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED STANDARD
Эксплуатационная	Руководство по эксплуатации

<https://www.siemens-healthineers.com/ru>



Портфолио решений Atellica для лабораторной диагностики

Продукция, разработанная компанией Siemens Healthineers, для обеспечения управляемости, легкости и результативности.

Портфолио решений Atellica для клинико-диагностических лабораторий обеспечивает более строгий контроль работы вашей лаборатории, упрощение рабочих процессов и больше времени для других задач, чтобы сосредоточиться на улучшении клинических результатов и экономических показателей.

Управляемость Легкость Результативность

Пользовательский интерфейс/управление данными

Связь с хост-компьютером	TCP/IP bidirectional—Ethernet
Запрос хоста	TCP/IP — стандарт ASTM, интерфейс HL7, сертифицированный на соответствие стандарту IHE LAW; система запрашивает заказ или последовательность заказов на выполнение работ с хоста
Удаленный доступ и обслуживание	Доступ к программе дистанционного обслуживания Smart Remote Services через порт 1000BASE-T Ethernet

Техническое обслуживание

Ежедневно	Автоматизированное: <3 минут; в ручном режиме: 0 минут
Ежемесячно	В ручном режиме (очистка воздушного фильтра): 5 минут
Обслуживание базы данных	Автоматизированное: 5–30 минут*
Журналы технического обслуживания на борту	Организация и планирование рутинного обслуживания при помощи программного обеспечения

Общие характеристики

Требования к электропитанию	Анализаторы: 220–240 В ±10%, 50/60 Гц
Требования к воде	Нет
Требования к сливу	Нет
Размеры	Без монитора: (В x Ш x Г) 136 x 42,5 x 110 см
Масса	141,7 кг
Соответствие стандартам	Соответствует международным стандартам по охране окружающей среды, стандартам в области охраны здоровья и стандартам безопасности, включая стандарты ЕС и RoHS
Уровень шума	Средний уровень звукового давления (при подключении к иммуноферментному анализатору Atellica): 65 дБ (акуст.) Средний уровень звукового давления (при подключении к биохимическому анализатору Atellica): 50 дБ (акуст.)
Средняя теплоотдача во время работы	1024 БТЕ/ч
Температура окружающей среды	18–30°C
Влажность окружающей среды	20–80% без конденсации
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Нагрузка на пол	254 кг/м²
Классификация перенапряжения	Категория II
Съемные носители	Интерфейс USB
Сжатый воздух	Нет

Цель компании Siemens Healthineers – помогать учреждениям здравоохранения по всему миру улучшать ценностные показатели путем распространения прецизионной медицины, преобразования медицинской помощи, повышения удовлетворенности пациентов и диджитализации здравоохранения.

По оценкам, ежедневно нашими инновационными технологиями и услугами в области диагностической и терапевтической визуализации, лабораторной диагностики и молекулярной медицины, а также цифровыми медицинскими и промышленными услугами во всем мире пользуются 5 миллионов пациентов.

Мы являемся одной из ведущих компаний в области медицинских технологий более чем со 120-летним опытом и 18 000 международными патентами на изобретения. Штат компании насчитывает более 50 000 сотрудников в 75 странах – вместе с ними мы будем продолжать внедрять инновации и формировать будущее здравоохранения.

Atellica и все связанные с ним марки являются товарными знаками компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее дочерних организаций. Все прочие приведенные здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Доступность изделия может меняться в зависимости от страны и регулируется в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями. Уточните доступность у местного представителя.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.

1 Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930. РУ № РЗН 2020/12079.

Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM. РУ № РЗН 2020/12316.

2 Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930. РУ № РЗН 2020/12079.

Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH. РУ № РЗН 2020/11859.

Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM. РУ № РЗН 2020/12316.

Генеральное представительство

Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH

Henkestr. 127

91052 Эрланген, Германия

Тел.: +49 9131 84-0

[siemens.com/healthineers](https://www.siemens.com/healthineers)

Контактная информация в России

ООО «Сименс Здравоохранение»

115093, Россия, г. Москва

ул. Дубининская, 96

Телефон: +7 495 737 12 52

Факс: +7 495 737 13 20

www.healthcare.siemens.ru