

Велотренировки для реабилитации



Велосипед для
тренировок и
реабилитации



Велотренажер

Велотренажер

Велотренажер Bike Reha — это велоэргометр для кардиореспираторных тренировок, реабилитации и спортивных тренировок в целом. Благодаря возможности регулировки, удобному доступу и различным тестовым модулям этот велоэргометр исключительно хорошо подходит для широкого круга пациентов и клиентов.

Велотренажер для реабилитации

Велотренажер Bike Reha позволяет заниматься пациентам с ограниченными двигательными возможностями и инвалидностью. Это достигается благодаря:

- низкой раме,
- горизонтальной и вертикальной регулировке седла,
- горизонтальной и вертикальной регулировке руля,
- регулировке длины шатунов (опция).

Кроме того, этот велоэргометр исключительно хорошо подходит для пациентов с ограниченной сердечно-дыхательной функцией, так как на нем можно установить чрезвычайно низкое сопротивление — всего 5 Вт.

Воспользуйтесь одним из 12 профилей подъемов или настройте Bike Reha на выбор подходящей интенсивности тренировки в одной из пяти предустановленных зон сердечного ритма. Игровой режим (входит в стандартную комплектацию) поможет вашим пациентам тренироваться дольше, не испытывая скуки.

Bike Reha

Уникальный режим «постоянного крутящего момента»

С помощью Bike Reha удается избежать перегрузки пациента, проходящего реабилитацию, поскольку «крутящий момент» можно поддерживать на постоянном уровне. На велоэргометрах без регулировки крутящего момента снижение числа оборотов в минуту (RPM) приводит к увеличению сопротивления. На таких велоэргометрах возникает риск перегрузки, поскольку сопротивление растет по мере того, как пациент педалирует все медленнее. Кроме того, это вызывает сильное разочарование у пациентов, поскольку, когда они устают, упражнение становится еще тяжелее! С Bike Reha и режимом постоянного крутящего момента этого можно избежать. Ваши пациенты смогут проходить реабилитацию безопасно и с удовольствием.

Велотренажер

Велотренажер Bike Reha интересен и для (профессиональных) спортсменов. Сопротивление можно варьировать от 5 до 400 Вт! Велотренажер позволяет проводить различные тесты, такие как тест $\text{VO}_2\text{-Max}$, 3- и 12-минутные тесты и тест Steep Ramp. Это означает, что можно получить представление о различных аспектах физической формы спортсменов.





Bike Reha

Совместимость с EN-Train

Велотренажер Bike Reha можно управлять с помощью системы EN-Train, что позволяет заранее легко составить полную программу тренировок. Протокол упражнений и индивидуальные настройки велотренажера автоматически задаются с помощью чип-карты. Результаты отслеживаются в программном обеспечении, где прогресс и регресс учитываются в тренировочной программе.

Простота и универсальность

Bike Reha исключительно прост в эксплуатации. С помощью чип-карты EN-Train все процессы автоматизированы, но даже без нее велотренажером может управлять любой! Продуманный и тщательно протестированный интерфейс гарантирует, что любой, молодой или пожилой, сможет легко освоить этот высокопроизводительный эргометр.

Bike Reha незаменим в любой
практике!

Bike Reha

- Низкий порог
- Полноцветный сенсорный экран
- Эргономичный дизайн
- Износостойкий тормоз на вихревых токах
- Контроль пульса с помощью нагрудного ремня Sigma Sport и встроенного приемника
- Бесшумный ременной привод
- Технология смарт-карт
- Руль регулируется по горизонтали и вертикали
- Регулируемое по горизонтали и вертикали сиденье
- Режим «Игра»
- Зоны тренировки по пульсу



Велотренажер

1413921 Велотренажер



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

1413922 Велотренажер «Bike Reha» с регулируемыми шатунами



Дополнительные аксессуары

3496160 Регулируемые шатуны

3496837 Нагрудный ремень для измерения частоты сердечных сокращений



3496160



3496837



Велотренажер

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

EN-Train

Концепция EN-Train обеспечивает полный контроль над процессом активной реабилитации, гарантируя оптимальное лечение в любой момент времени. Программы тренировок можно легко составлять с помощью рекомендаций по тренировкам, уже запрограммированных в программном обеспечении.

Данные для заказа

1411811 Комплект для установки EN-Train



Велосипедная реабилитация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети:	100–240 В
Частота:	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность:	около 40 ВА
Принцип торможения:	управляемый процессом тормоз на вихревых токах
Нагрузка:	5–400 Вт (шаг: 5 Вт) Независимо от частоты вращения от 35 до 110 об/мин 6–60 Нм (шаг: 0,5 Нм) независимо от частоты вращения в диапазоне 35–110 об/мин
Мониторинг сердечного ритма:	с помощью нагрудного ремня и приемника Sigma Sport
Размеры (Д x Ш x В):	118 x 55 x 115 см
Вес:	около 55 кг
Высота седла (регулируемая):	50–110 см
Высота рулевой колонки (регулируемая):	75–115 см
Длина фиксированной рукоятки:	170 мм
Длина регулируемого кривошипа:	80–180 мм
Макс. вес пациента:	150 кг

Это медицинское изделие

Оно соответствует всем применимым медицинским нормам. Более подробную информацию можно найти в инструкции по применению (доступна для скачивания на сайте www.enraf-nonius.com).





Велотренажер для реабилитации

Велотренажер для
тренировок и
реабилитации

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Роттердам | Нидерланды www.enraf-nonius.com |

info@enraf-nonius.nl

| +31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE