

A woman with blonde hair and blue eyes is smiling at the camera. She is wearing a dark top. In the background, there is a medical device with a screen and buttons, partially obscured by a blue overlay. The overall image has a blue and purple tint.

ЭЛЕКТРО- ТЕРАПИЯ

Sonopuls 190

Аппарат ультразвуковой терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды



Два независимых канала
Два излучателя 0,8 и 5 см²
Водонепроницаемые излучатели
Протоколы терапии с фотографиями зон наложения
Возможность сохранять собственные методики
Опция: модуль статического ультразвука StatUS

Технические характеристики:

Частота работы излучателя	1 и 3 МГц
Площадь излучения	0,8 и 5 см ²
Интенсивность ультразвука	0 – 2 Вт/см ² (непрерывный режим) 0 – 3 Вт/см ² (импульсный режим)
Вес	0,8 кг (блок аппарата)
Габаритные размеры	17 x 14 x 7 см

Модуль статического ультразвука StatUS

Одноразовые гелевые прокладки
Нет жирных пятен на коже
Проведение терапии на сложных участках
Доукомплектация аппаратов Sonopuls 190



Sonopuls 492

Аппарат комбинированной терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды

Ультразвук
2 независимых канала
Электротерапия
2 независимых канала
Опция: модуль статического ультразвука StatUS

Стандартная комплектация:

- УЗ излучатель (1 или 2 шт)
- электроды 6 x 8 см (4 шт)
- прокладки для электродов 6 x 8 см (4 шт)
- фиксирующая лента (100 x 3 см, 250 x 3 см)
- кабели пациента
- УЗ гель (250 мл)

Дополнительная комплектация:

- УЗ излучатель 0,8 см²
- УЗ излучатель 5 см²
- электроды 4 x 6 см, 8 x 12 см (2 шт/уп)
- прокладки для электродов 4 x 6 см, 8 x 12 см (4 шт/уп)
- модуль статического ультразвука StatUS
- Точечный электрод
- блок вакуумного наложения электродов
- фиксирующая лента (100 x 5 см, 250 x 5 см)
- роликовая подставка En-Car

Подробнее
Sonopuls StatUS



Подробнее
Sonopuls 492



Технические характеристики:

Частота работы излучателя	1 и 3 МГц
Площадь излучения	0,8 и 5 см²
Интенсивность ультразвука	0–2 Вт/см² (непрерывный режим) 0–3 Вт/см² (импульсный режим)
Электротерапия	2 независимых канала (до 140 мА)
Формы тока	Интерференция (классическая, с ручным и автоматическим вектором, изопланарная) СМТ ЧЭНС (симметричный и асимметричный, моно- и биполярный) ДДТ ток Треберта Прямоугольный и треугольный токи Гальванический Микроток Высоковольтные импульсы
Вес	2 кг (блок аппарата)
Габаритные размеры	24 x 32 x 12 см

Endomed 482

Аппарат электротерапии

Enraf-Nonius, Нидерланды

- Два независимых канала
- 36 форм тока (низко- и среднечастотные)
- Протоколы терапии с фотографиями зон наложения
- Возможность сохранять собственные методики
- Работа от аккумулятора (опция)
- Вакуумное наложение электродов (опция)

Технические характеристики:

Электротерапия	2 независимых канала
Формы тока	36 форм тока: - интерференция (классическая, с ручным и автоматическим вектором, изопланарная) - СМТ - ЧЭНС (симметричный и асимметричный, моно- и биполярный) - Русская стимуляция - ДДТ - ток Треберта - прямоугольный - треугольный - гальванический - микроток - высоковольтные импульсы
Габаритные размеры	24 x 32 x 12 см
Вес	2 кг (без аккумулятора)




Стандартная комплектация:

- электроды 6 x 8 см (4 шт)
- прокладки для электродов 6 x 8 см (4 шт)
- фиксирующая лента (100 x 3 см, 250 x 3 см)
- кабели пациента

Дополнительная комплектация:

- сумка для переноски аппарата
- электроды 4 x 6 см, 8 x 12 см (2 шт/уп)
- прокладки для электродов 4 x 6 см, 8 x 12 см (4 шт/уп)
- фиксирующая лента (100 x 5 см, 250 x 5 см)
- полостные электроды (вагинальный и анальный)
- точечный электрод
- самоклеящиеся электроды (Ø 3,2 см, Ø 5 см, 5 x 9 см)
- кабели пациента
- блок вакуумного наложения электродов
- роликовая подставка En-Car
- аккумулятор



Vacotron 460 –
блок вакуумного
наложения электродов
для аппарата Endomed 482

Подробнее



Endopuls 811

Аппарат ударно-волновой терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды



Аппарат ударно-волновой терапии с радиальным принципом генерации ударной волны для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

- 50 встроенных протоколов терапии
- фотографии зон терапии и точек наложения излучателя



Стандартная комплектация:

- насадка Ø 6 мм (акупунктурная)
- насадка Ø 15 мм
- насадка Ø 25 мм
- силиконовые защитные колпачки (10 шт)
- соногель
- кейс для транспортировки



Показания:

- пяточная шпора
- подошвенный фасциит
- ахиллодиния
- синдром большеберцового нерва
- коленная тендинопатия
- бурсит поверхностный и др.

Технические характеристики:

Частота импульсов	1-22 Гц
Энергия импульсов	до 185 Дж (5 бар)
Ресурс излучателя	2 000 000 импульсов
Вес	2,7 кг
Сменные насадки	Ø 6, 15 и 25 мм



Не требует ежедневной чистки!

Тяжёлый генератор бережёт руки терапевта.

Подробнее



Технические характеристики:

Излучатели	Лампы инфракрасного диапазона
Количество и мощность ИК ламп	6 x 150 Вт
Мощность галогеновых ламп	600 Вт
Вес	13 кг (без штатива)
Габаритные размеры	36 x 73 x 20 см (без штатива)

Подробнее



**Галогеновые
лампы или
лампы нака-
ливания**

Infra Red

Аппарат инфракрасной терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды





Curapuls 670

Аппарат индуктотермии

Enraf-Nonius, Нидерланды

2 канала терапии

Мягкое и эффективное воздействие

Глубокое проникновение в ткани

Меньше электромагнитных помех

Датчики поглощения энергии

Протоколы терапии заболеваний

Стандартная комплектация:

- круглый излучатель Circuplode Ø 140 мм

Дополнительная комплектация:

- продольный излучатель для тепловых процедур Circuplode-E
- малый излучатель Circuplode Ø 90 мм
- регулируемый держатель излучателя
- деревянный табурет с открытой поясничной зоной
- деревянная кушетка, опора для ног

Технические характеристики:

Частота генератора	27,12 МГц (длина волны 11,06 м)
Импульсная выходная мощность	0 – 200 Вт Средняя мощность 0 – 64 Вт
Режим работы	Импульсный
Частота следования	26 – 800 Гц
Длительность импульсов	65 – 400 мкс
Сменные излучатели	Круглый Circuplode 140 мм Продолговатый Circuplode-E Малый Circuplode 90 мм
Количество каналов	2 шт
Вес	22 кг
Габаритные размеры	48 x 56 x 110 см

Подробнее



Curapuls 970

Аппарат УВЧ-терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды

Простой, но такой
необходимый



Надёжные держатели
излучателей

Подробнее



Непрерывный и импульсный режимы
УВЧ-терапии

Индукционные излучатели (терапия
глуболежащих тканей)

Емкостные излучатели

Технические характеристики:

Частота генератора	27,12 МГц (длина волны 11,06 м)
Количество каналов	2 шт
Режим работы	Импульсный Постоянный
Выходная мощность	0 – 400 Вт (постоянный режим) 0 – 1000 Вт (импульсный режим)
Встроенный таймер	0 – 30 минут
Вес	75 кг
Габаритные размеры	70 x 50 x 95 см

Стандартная комплектация:

- емкостной дисковый излучатель Ø 130 мм (2 шт)
- держатель излучателей (2 шт)
- ВЧ кабель для излучателей (2 шт)
- лампочка-индикатор поля

Дополнительная комплектация:

- емкостные дисковые излучатели Ø 42, 85 и 130 см
- плоские резиновые емкостные излучатели 9,5 x 10 см, 12 x 12 см, 15 x 25 см
- войлочные прокладки для плоских излучателей
- ВЧ кабель
- индукционный излучатель Ø 140 мм
- индукционный излучатель изменяемой формы



Radarmed 950+

Аппарат микроволновой (СМВ) терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды



Позволяет проводить малодозную терапию глубоких тканей

3 вида излучателей: локальный, продольный, чашеобразный

Непрерывный и импульсный режимы работы

Технические характеристики:

Частота генератора	2,45 ГГц
Количество каналов	1 шт
Режим работы	Импульсный Постоянный
Выходная мощность	0 – 250 Вт
Излучатели	Круглый Прямоугольный Чашеобразный
Протоколы терапии	49 шт
Вес	50 кг
Габаритные размеры	84 x 45 x 40 см

Стандартная комплектация:

- держатель излучателя
- ВЧ кабель

Дополнительная комплектация:

- локальный излучатель
- продольный излучатель
- чашеобразный излучатель
- защитные очки
- методическое пособие

Подробнее



Occiflex



Аппарат механотерапии шейного
отдела позвоночника

Enraf-Nonius, Нидерланды

Оссифлекс имитирует реальные движения пациента (или манипуляции врача с головой пациента) с **6 степенями свободы**:

- три оси вращения
- три направления поворота в шейном отделе позвоночника

Это первое терапевтическое лечебное устройство, использующее передовую робототехнику для облегчения хронической головной боли и боли в шее.




Технические характеристики:

Угловая скорость поворота головы пациента во время терапии	0,5 – 2,5° / сек
Время процедуры	1 – 100 мин
Регулировка кушетки по высоте	65 – 88 см
Вес	200 кг
Габаритные размеры	220 x 110 x 145 см

Подробнее





РЕАБИЛИТАЦИЯ

Беговая дорожка реабилитационная EN-Motion

Enraf-Nonius, Нидерланды

Единственная дорожка с электрической регулировкой наклона полотна «в горку» и «под горку»



Дорожка EN-Motion имеет большое количество встроенных тестов:

- ортопедические
- на кардиологическую и респираторную систему
- на выносливость

Параметры тренировки загружаются на смарт-карту, а результаты тестов переносятся на компьютер (при использовании системы EN-Track).

- **Высота полотна над уровнем пола 12 см**
- **Минимальная скорость движения от 0,4 км/ч**
- **Съемные боковые поручни (модель Plus)**
- **Регулируемая высота передних поручней с пультом управления (модель Plus)**
- **Автоматическая регулировка скорости в зависимости от положения пациента**
- **Карточки для записи и отслеживания процесса реабилитации пациента (опция)**

Подробнее



Технические характеристики:

Размеры бегового полотна	150 x 50 см
Диапазон скоростей	0,4 – 18 км/ч (шаг 0,1 км/ч)
Высота бегового полотна над уровнем пола	12 см
Угол наклона бегового полотна	-10 / +15%
Параметры, отображаемые на дисплее	время, дистанция, работа (в Ккал), ЧСС
Регулируемые передние поручни (модель Plus)	61 – 108 см
Дисплей	цветной с ЖК подсветкой
Программы тренировок	14 (встроенные) 30 (пользовательские)
Вес	155 (модель Plus)
Габаритные размеры	212 x 86 x 148 см



Велоэргометр реабилитационный



EN-Bike

EN-Bike Reha предназначен для кардио-респираторных, общих реабилитационных и спортивных тренировок.

Технические характеристики:

Диапазон нагрузок	5 – 400 Вт
Режимы нагружения	постоянный вращающий момент, постоянная мощность, поддержание постоянной ЧСС
Тренировочные программы и тесты	кардиологические, нагрузочные, потребления кислорода
Принцип торможения	магнитный
Регулировка руля	по высоте
Регулировка седла	по высоте и горизонтали
Вес	55 кг
Габаритные размеры	118 x 55 x 115 см

Тренажёр эллиптический



EN-Crosswalker

Подробнее

Тренажёр с нагрузкой на ноги и руки одновременно.

Возможно использование нескольких датчиков ЧСС: беспроводной Polar (опция), контакты на рукоятках (опция).



Технические характеристики:

Диапазон нагрузок	5 – 400 Вт
Режимы нагружения	постоянный вращающий момент, постоянная мощность, поддержание постоянной ЧСС
Принцип торможения	магнитный
Вес	80 кг
Габаритные размеры	190 x 55 x 177 см



Комплекс реабилитационных тренажёров

EN-Dynamic

**16 силовых пневматических тренажёров, работающих как
в одной системе, так и по-отдельности.**



Программа реабилитации задаётся и отслеживается инструктором. Все результаты записываются на смарт-карту и переносятся в управляющий компьютер.



Безинерционная нагрузка



Во время тренировок тренажёры не гремят!
В зале тихо...

Подробнее





Пресс грудной
1455.951
Диапазон нагрузок
0–120 кг



Для спины
1455.952
Диапазон нагрузок
0–80 кг



Тяга вниз
1455.953
Диапазон нагрузок
0–80 кг



Абдоминальный
1455.954
Диапазон нагрузок
0–80 кг



Разгибание ног
1455.955
Диапазон нагрузок
0–100 кг



Гребля
1455.956
Диапазон нагрузок
0–100 кг



Пресс руками
1455.957
Диапазон нагрузок
0–60 кг



Аддукция
1455.958
Диапазон нагрузок
0–60 кг



Абдукция
1455.959
Диапазон нагрузок
0–60 кг



Флай
1455.960
Диапазон нагрузок
0–65 кг



Для бедра
1455.961
Диапазон нагрузок
0–36 кг



Поджим ног
1455.962
Диапазон нагрузок
0–70 кг



Жим ногами
1455.963
Диапазон нагрузок
0–200 кг



Трицепсы
1455.964
Диапазон нагрузок
0–100 кг



Скват
1455.965
Диапазон нагрузок
0–200 кг



Ротатор
1455.966
Диапазон нагрузок
0–60 кг

EN-Tree

Блоковый тренажёр

Enraf-Nonius, Нидерланды

Блоковый тренажёр En-Tree
задействует **ВСЕ** группы мышц

Фиксация каретки
на любой высоте

EN-TREE Pulley

- весовая система нагрузок 0,25 – 24 кг
- регулируемый вектор тяги
- ограничитель амплитуды движений
- крепится к стене
- занимает 2 м²

Большой выбор
рукояток

Подходит для реабилитации
людей с ограниченными
возможностями

Подробнее



Скамья для упражнений
в комплекте



Оборудование и инвентарь для занятий ЛФК

Enraf-Nonius, Нидерланды



- 3446.151 — Мяч для ЛФК, Ø 85 см
- 3446.152 — Мяч для ЛФК Ø 95 см
- 3446.211 — Насос для мячей



- 3447.656 — Утяжелитель 0,5 кг
- 3447.657 — Утяжелитель 1,0 кг
- 3447.658 — Утяжелитель 2,0 кг
- 3447.659 — Утяжелитель 3,0 кг
- 3447.617 — Утяжелитель 3,5 кг
- 3447.618 — Утяжелитель 5,0 кг



- Тренажер для кисти Eggsercizer
- 3446.576 — сверхмягкий оранжевый
- 3446.577 — мягкий зеленый
- 3446.578 — средний синий
- 3446.579 — тугой фиолетовый



- Тренажеры для кисти Rep putty
- 3446.570 — сверхмягкий светло-коричневый
- 3446.571 — сверхмягкий желтый
- 3446.572 — мягкий оранжевый
- 3446.573 — средний зеленый
- 3446.574 — тугой синий
- 3446.575 — сверхтугой фиолетовый



- Лента для упражнений Rep Band (45 м)
- 3446.781 — Уровень жесткости 1, желтая
- 3446.782 — Уровень жесткости 2, оранжевая
- 3446.783 — Уровень жесткости 3, зеленая
- 3446.784 — Уровень жесткости 4, синяя
- 3446.785 — Уровень жесткости 5, фиолетовая
- 3446.786 — Стойка на 5 лент



- 3446.251 — Полка для инвентаря
- 3446.215 — Деревянный блок 10 x 6 x 4 см
- 3446.216 — Деревянный блок 20 x 10 x 5 см
- 3446.332 — Трость для упражнений, лакированное дерево, 100 см
- 3446.245 — Булава для упражнений, лакированное дерево



- Гантели хромированные
- 3446.233 — Гантели 1 кг (набор из 2 шт.)
- 3446.234 — Гантели 2 кг (набор из 2 шт.)
- 3446.235 — Гантели 3 кг (набор из 2 шт.)
- 3446.236 — Гантели 4 кг (набор из 2 шт.)
- 3446.237 — Гантели 5 кг (набор из 2 шт.)



- 3446.325 — Штурвал для плеч, тип III
- 3446.437 — Штурвал для плеч, тип I



- 3446.257 — Параллельные брусья (4 м)



- Маты для упражнений Airex
- 3446.174 — «Hercules», 200 x 100 x 2,5 см
- 3446.397 — «Coronella», 185 x 60 x 1,5 см
- 3446.273 — «Corona» 185 x 100 x 1,5 см
- 3446.362 — «Atlas» 200 x 125 x 1,5 см
- 3446.463 — Подвесная скоба для матов Airex, 150 x 37 см



- 3446.396 — Лесенка для упражнений 138 x 123 x 127 см



- 3446.483 — Шведская стенка, 2-я и 6-я ступеньки отодвинуты, 250 x 90 см
- 3446.375 — Шведская стенка со съемной верхней секцией, 266 x 98 см



- 3446.383 — Шведская скамья 2 м (с металлической рамой)



- 3446.261 — Набор из 3 табуретов для упражнений

Подробнее





ПРОЦЕДУРНЫЕ И МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

Стол для физиопроцедур

Изготовлено без металлических деталей



Manumed Basic

Enraf-Nonius, Нидерланды

Подробнее



Специальный стол для отделений физиотерапии **Manumed Basic** изготовлен из дерева без применения металлических деталей.

Стол, табурет и опора для ног могут применяться в кабинетах УВЧ, ДМВ, СМВ, КВЧ терапии, а также во всех остальных кабинетах электросветолечения ФТО. Табурет специально сконструирован таким образом, чтобы был свободный доступ к пояснице пациента для проведения процедур СМВ либо УВЧ терапии. Подлокотники удобны для размещения рук пациентов.

Опору для ног необходимо использовать для проведения процедур УВЧ и СМВ терапии на области ниже колена. Нога не должна при этом касаться пола, так как в строительной отделке могут быть использованы металлические части.

Технические характеристики:

Высота рабочей поверхности	75 см
Размер рабочей поверхности	190 x 60 см
Максимальный вес пациента	135 кг
Вес	31 кг

Табурет с открытым доступом к пояснице и подлокотниками



Массажный стол Manumed ST

Enraf-Nonius, Нидерланды



Стол для клиник, СПА-центров и массажных кабинетов.

Варианты исполнения:

- 2-х секционный массажный стол с регулируемым подголовником
- 2-х секционный массажный стол с поддержкой спины
- 3-х секционный массажный стол с регулируемым подголовником и ножной секцией

Подробнее



Европейское качество для
небольших бюджетов

Особенности:

- электрическая регулировка высоты
- регулируемая головная секция
- износостойчивое покрытие
- несколько типов пультов управления высотой стола (ручной пульт, ножная педаль, рама вокруг стола)
- выдвижные ролики (опция)
- заглушка отверстия для лица (опция)

Технические характеристики:

Изменение высоты рабочей поверхности массажного стола	45–101 см
Размер рабочей поверхности	208 x 67 см
Максимальный вес пациента	150 кг
Количество цветов покрытия	6



Массажный стол Manumed Optimal

Enraf-Nonius, Нидерланды

Надёжность и функциональность
для вашей работы

Варианты исполнения:

Артикул	Особенности
5500.321 (тип 321)	• 2 секции • головная секция с положительным и отрицательным углом наклона • электрическая регулировка высоты
5500.323 (тип 323)	• 2 секции • головная секция с положительным и отрицательным углом наклона • подлокотники • электрическая регулировка высоты
5500.322 (тип 322)	• 2 секции • спинная секция • электрическая регулировка высоты
5500.222 (тип 222)	• 3 секции • головная секция с положительным и отрицательным углом наклона • электрическая регулировка высоты
5500.243 (тип 243)	• 3 секции • головная секция с положительным и отрицательным углом наклона • электрическая регулировка высоты • электрическая регулировка изгиба
5500.245 (тип 245)	• 3 секции • спинная секция • подлокотники • электрическая регулировка высоты • электрическая регулировка изгиба



Подробнее



Технические характеристики:

Размер рабочей поверхности	202 x 67 см (2 секции) 204 x 67 см (3 секции)
Регулировка высоты	45 – 95 см (с головной секцией) 47 – 97 см (со спинной секцией) 47 – 100 см (3хсекционная)
Максимальный вес пациента	200 кг (250 кг – опция)
Количество цветов покрытия	16

Многосекционный массажный стол Manumed Osteo

Enraf-Nonius, Нидерланды

**Идеальный стол для косметоло-
гического центра**

Варианты исполнения:

Артикул	Особенности
5500.446 (тип 446)	• 4 секции • электрическая регулировка высоты • электрическая регулировка секций
5500.448	• 6 секций • подлокотники • электрическая регулировка высоты • электрическая регулировка секций
5500.449 (тип 449)	• 7 секций • подлокотники • отдельные ножные секции • электрическая регулировка высоты • электрическая регулировка секций

Подробнее



Технические характеристики:

Размер рабочей поверхности	214 x 67 см
Регулировка высоты	51 – 103 см
Максимальный вес пациента	200 кг (250 кг – опция)
Количество цветов покрытия	16



**Возможно увеличение ширины
рабочей поверхности до 80 см!**

Стол-вертикализатор Manumed TILT

Enraf-Nonius, Нидерланды



Подробнее



Особенности:

- электрическая регулировка высоты
- электрическая регулировка наклона
- ролики для перемещения стола
- фиксирующие ремни
- установленный угломер
- рабочий столик (опция)
- подлокотники (опция)

Варианты исполнения:

Артикул	Особенности
5500.722 (тип 722)	• 1 секция • электрическая регулировка высоты
5500.724 (тип 724)	• 2 секции • электрическая регулировка высоты
5500.723 (тип 723)	• 1 секция • электрическая регулировка высоты • рельса для фиксации ног
5500.725 (тип 725)	• 2 секции • рельса для фиксации ног • электрическая регулировка высоты

Технические характеристики:

Размер рабочей поверхности	202 x 67 см
Регулировка высоты	55 – 106 см
Угол наклона	0 – 90°
Максимальный вес пациента	175 кг
Количество цветов покрытия	16



1-но секционный



2-х секционный

Стол для кинезотерапии (Войта-Бобат) Manumed Exercise

Enraf-Nonius, Нидерланды

Подробнее



Варианты исполнения:

Артикул	Особенности
5100.390 (тип 500)	1 секция - фиксированная высота
5500.510 (тип 510)	1 секция - гидравлическая регулировка высоты
5500.520 (тип 520)	1 секция - электрическая регулировка высоты
5500.511 (тип 511)	2 секции - гидравлическая регулировка высоты
5500.521 (тип 521)	2 секции - электрическая регулировка высоты

Технические характеристики:

Высота рабочей поверхности	55 см (для 5100.390) 44 – 97 см (для всех остальных моделей)
Размер рабочей поверхности	200 x 100 см (5500.500, 5500.510, 5500.520) 200 x 120 см (5500.511, 5500.521)
Максимальный вес пациента	до 250 кг
Количество цветов покрытия	16 шт

