



Manumed Optimal 2- секционный

Прочный и простой
кушетка для
обследования и
лечения

Manumed Optimal 2-секционный

С 2-секционным лечебным столом Manumed Optimal 2-section у вас в распоряжении будет современный качественный стол Manumed Optimal. Прочный внешний вид и простота в эксплуатации. Стабильность и долговечность.

В случае с 2-секционной кушеткой Manumed Optimal «меньше значит больше». 2-секционная головная часть, 2-секционная головная часть с отдельными подлокотниками и 2-секционная спинка предлагают полный набор возможностей терапевту, ищущему простую кушетку для безопасного лечения.



«Легкий переход из сидячего положения в лежачее. Идеально подходит для электрофизиологических исследований»




Manumed Optimal 2-секционная

- 2 (до 4) регулируемых секции
- Грузоподъемность до 200 кг (опция 250 кг)
- Головная секция полностью складывается для лучшего доступа к шейному отделу
- Оптимальное расположение ручек
- Длинное отверстие для носа, позволяющее перемещать пациента в проксимальном или дистальном направлении даже в положении лежа на животе
- Опционально: треугольное отверстие для носа или без отверстия
- Механизм подъема колес для удобного перемещения кушетки
- Регулировка высоты может осуществляться гидравлически (не требуется подключение к электросети) или электрически (очень удобно, плавно и быстро)
- Полностью расслабленное исходное положение в положении лицом вниз с отдельной секцией для головы и регулируемыми подлокотниками (опция)

Manumed Optimal, 2-секционная, головная секция

Тип

- | | |
|-----|---|
| 311 | 2-секционная без положения сгибания, гидравлическая Н/Л |
| 321 | 2-секционный без положения сгибания, электрический Н/Л |




ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА



Manumed Optimal 2-секционная, головная секция с регулируемыми секциями для рук

Тип

- | | |
|-----|--|
| 313 | 2-секционная, головная секция с регулируемыми подлокотниками, гидравлическая Н/Л |
| 323 | 2-секционная, головная секция с регулируемыми секциями стрелы, электрическая Н/Л |



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА



Manumed Optimal, 2-секционная, спинная часть

Тип

- | | |
|-----|---|
| 312 | 2-секционный, задняя секция, гидравлический Н/Л |
| 322 | 2-секционный, задняя секция, электрический Н/Л |

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА



Manumed Optimal 2-секционный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер столешницы (Д x Ш):	201 x 67 см (по выбору ширина 57 или 80 см)
Регулировка высоты:	45–95 см (спинка) 47–97 см (головная часть)
Время подъема (мин.-макс.):	около 18 сек.
Грузоподъемность:	200 кг (для электрической модели опционально 250 кг)
Источник питания:	120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемый ток:	макс. 2,0 А
ПРИМЕЧАНИЕ:	РЕЖИМ ВСЕСТОРОННЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЦИЕЙ.

Это медицинское изделие



Оно соответствует всем применимым медицинским нормам. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению (ее можно скачать на сайте www.enraf-nonius.com).




Manumed Colours

ОПЦИИ⁽¹⁾

Кушетка Engraf-Nonius, подходящая к любому интерьеру. Как и в других медицинских учреждениях, в кабинетах физиотерапии важна приятная атмосфера. Пациенты должны чувствовать себя комфортно в помещении, где проходит лечение. Поскольку каждый кабинет обставлен по-своему и имеет собственную цветовую гамму, мы считаем важным, чтобы лечебные кушетки гармонировали с вашим стилем. Именно поэтому мы предлагаем лечебные кушетки с каркасами и обивкой различных цветов. Наша обивка из искусственной кожи не содержит фталатов и является огнестойкой — уникальное сочетание, благодаря которому этот материал подходит для использования в медицинских учреждениях!



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как во время производства диван может быть модифицирован.



Цвета Manumed


NATURAL



811 черный вулканический



850 орех



851 песочный



886 листья



888 снег

Цвета Manumed

СТИЛ ЖИЗНИ



410 антрацит

406 нефтяной


407 вишня

408 терракота


409 кожа

Manumed Colours


ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ




012 черный




213 серый



199 лавандовый



204 синий Сириус



169 васильковый



170 голубой

Цвета рамы

Серый RAL 7035

Ral 9005 черный

Ral 9010 белый

ОПЦИИ⁽¹⁾



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с кушеткой, так как их установка осуществляется на этапе производства.


Manumed Optimal 2-секционный

ОПЦИИ⁽¹⁾

Варианты обивки


Ширина секции	57 см	67 см	80 см
Стандартная толщина 4 см	с	с	с
Делюкс, толщина 6 см	о	о	о
Extra hard, толщина 4 см	о	о	о
Очень мягкий, толщина 5,5 см	о	о	о
Ножная часть трапецевидной формы	х	с	с
Профиль ножки прямоугольной формы	с	о	х

с = стандартная о = опциональная х = недоступна



Плотность пенопласта:

Стандартная:	38 кг/м ³
Делюкс:	38 кг/м ³
Сверхтвердый:	70 кг/м ³
Особо мягкий:	4 см 38 кг/м ³ + 1,5 см 30 кг/м ³



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как их установка осуществляется на этапе производства



Manumed Optimal 2-секционный

ОПЦИИ⁽¹⁾

Отверстие для носа

- А. Продолговатое отверстие для носа, включая заглушку (стандарт)
- В. Треугольное отверстие для носа (опция) без заглушки, пожалуйста, заказывайте отдельно 1550813
- С. Без отверстия для носа (опция)




1550813




Регулировка высоты

- А. Гидравлическая (311 / 312 / 313)
- В. Электрический (321 / 322 / 323) Ножной переключатель (стандартный)
- С. Электрический (321 / 322 / 323) Универсальный (опция)



А



В



С

(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как при производстве диван подвергается модификации

Manumed Optimal 2-секционный

ОПЦИИ⁽¹⁾

Грузоподъемность

А. Электрический — макс. 200 кг (стандарт 321 / 322 / 323)

В. Электрический — макс. 250 кг (опция 321 / 322 / 323)

С. Гидравлический — макс. 200 кг (311 / 312 / 313)




Дополнительные функции

Система безопасности AutoLock с таймером



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с кушеткой, так как при производстве кушетка может быть модифицирована



Manumed Optimal 2-секционный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Держатель рулонов бумаги и рулоны бумаги

3450104	Держатель рулонов бумаги для Manumed Optimal, для рулонов 50 и 60 см, устанавливается под ножной секцией (не для моделей 312, 322)
3450105	Держатель для рулонов бумаги для Manumed Optimal, для рулонов длиной 50 и 60 см, устанавливается под головной секцией
3450065	Держатель рулона бумаги для ножной секции типов 312, 322
3445278	Рулон бумаги, ширина 50 см, длина рулона 150 м, по 5 рулонов
3445279	Рулон бумаги, ширина 60 см, длина рулона 150 м, по 5 рулонов



3450104



3450105



3450065



3445278 / 3445279




Manumed Optimal 2-секционный

Принадлежности для фиксации

- Зххх035 Опора для плеч/шеи, комплект из 2 шт. (доступны в разных цветах, см. страницу «Цвета Manumed») 3450036
- Зажим для фиксирующего рожа Зххх035 (2 шт.)
- ЗХХХ028 Рожок для фиксации подмышечной впадины (доступен в разных цветах, см. страницу «Цвета Manumed»)



Зххх035



3450036



ЗХХХ028

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Manumed Optimal 2-секционный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фиксирующие ремни

3445023	Ремень для фиксации с застежкой-липучкой, 120 см
3445014	Фиксирующий ремень с застежкой-липучкой 160 см
3445015	Фиксирующий ремень с застежкой-липучкой 240 см
3445475	Фиксирующий ремень с предохранительным замком 250 см
3445474	Фиксирующий ремень с предохранительным замком 350 см



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475

Комплект для поднятия

3450067	Комплект для подъема (30 мм)
---------	------------------------------



3450067



Табу- ры

3xxx010	Табурет, регулируемый по высоте 40–53 см
3xxx011	Табурет, мобильный, с регулировкой высоты 59–85 см
3xxx012	Табурет, передвижной, с подставкой для ног, регулируемый по высоте 59–85 см
3xxx013	Табурет, передвижной, с анатомическим сиденьем, регулируемый по высоте 50–63 см
см 3xxx020	Табурет, мобильный, седлообразное сиденье, регулируемая высота 59–85 см



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

Доступно во всех цветах, показанных ниже

НАТУРАЛЬНЫЙ	LIFESTYLE	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ					
811 851	410 408	012	213	199	204	169	170


АКСЕССУАРЫ



Подушки и подушки-валики

АКСЕССУАРЫ

3xxx002	Полурулон, плоское дно, маленький, специально для лодыжки	28x9x11 см
3xxx003	Полувалик, плоское дно, большой	56x16x18 см
3xxx023	Массажный валик	50x Ø15 см
3xxx004	Подушка для шеи, тип «песочные часы»	30x15 см
3xxx005	Подушка для массажа	30x28x8 см
3xxx015	Подушка клиновидной формы	50 × 30 × 15 см



Доступно во всех цветах, показанных ниже


НАТУРАЛЬНЫЙ	LIFESTYLE	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ					
811 851	410 408	012 213 199 204 169 170					



Подушки и подушки-валики

АКСЕССУАРЫ

1550813	Заглушка для носового отверстия, треугольной формы ⁽¹⁾	16,5 x 21 см
3445297	Клиновидная, Kaltenborn, резиновая модель ⁽¹⁾	22,5 x 10,5 x 8,5 см
3446161	Мешок с песком 1,2 кг ⁽²⁾	15x25 см



1550813


(1) = доступно только в черном цвете
(2) = доступно только в сером цвете



3445297




3446161




Чехлы для диванов

АКСЕССУАРЫ

3445240	Чехол для дивана с вырезом для носа	синий
3445241	Чехол для дивана, с вырезом для носа	бордовый
3445242	Чехол для дивана с вырезом для носа	белый
3445244	Чехол для дивана с вырезом для носа	нефритовый
3445249	Чехол для дивана с вырезом для носа	темно-серый
3445250	Чехол для дивана с вырезом для носа	королевский синий
3445261	Чехол для дивана, без выреза для носа	синий
3445034	Чехол для кушетки, без выреза для носа	бордовый
3445267	Чехол для кушетки, без выреза для носа	белый
3445262	Чехол для кушетки, без выреза для носа	нефрит
3445248	Чехол для куклы, без выреза для носа	темно-серый
3445247	Чехол для дивана, без выреза для носа	королевский синий
3445259	Эластичные ремни для чехла на кушетку с застежками-клипсами на обоих	концах, комплект из 3 шт.




3445261



3445034




3445267



3445262



3445249




3445250



3445259





Manumed Optimal 2- секционный

Прочный и простой
кушетка для
обследования и
лечения

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Роттердам | Нидерланды www.enraf-nonus.com |
info@enraf-nonus.nl | +31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE