



Manumed Optimal 3- секционны й

Самый универсальный
кушетка для лечения и
обследования

Manumed Optimal 3-секционный

Универсальность Manumed Optimal 3-section предлагает вам, современному и требовательному физиотерапевту, идеальный кушет для лечения и обследования. Все возможно: положения лежа и сидя, положение Тренделенбурга и сгибания, которые можно регулировать во время лечения, при этом пациент просто остается на кушетке. Одним словом, это самая универсальная кушетка из доступных на рынке, которая обеспечивает как терапевту, так и пациенту комфорт во время лечения. Элегантная на вид и устойчивая на выдвигающих роликах, Manumed Optimal 3-section — очевидный выбор для терапевта, предъявляющего высокие требования к профессиональной кушетке для лечения высшего качества.



«Фантастический универсальный кушетка для обследования и лечения»



Manumed Optimal 3-секционный

- 3 (до 5) регулируемых секций
- Множество регулируемых положений, включая положения сгибания и (анти-)Тренделенбурга
- Электрически регулируемая спинка входит в стандартную комплектацию с электрической регулировкой высоты
- Грузоподъемность до 200 кг (некоторые модели опционально до 250 кг)
- Головная секция полностью складывается для лучшего доступа к шейному отделу
- Оптимально расположенные ручки
- Длинное отверстие для носа, позволяющее перемещать пациента в проксимальном или дистальном направлении даже в положении лежа на животе
- В качестве опции предлагается треугольное отверстие для носа или вариант без отверстия для носа
- Механизм подъема колес для удобного перемещения кушетки
- Регулировка высоты может осуществляться гидравлически (не требуется подключение к электросети) или электрически (очень удобно, плавно и быстро)
- Полностью расслабленное исходное положение в положении лицом вниз с отдельной секцией для головы (опция)

Manumed Optimal 3-секционный без положения сгибания

Тип

- | | |
|-----|---|
| 212 | 3-секционная без положения сгибания, гидравлическая Н/Л |
| 222 | 3-секционный без положения сгибания, электрический Н/Л |

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА




Manumed Optimal 3-секционный с положением сгибания

Тип

213 3-секционная, с газовой пружиной, с позицией сгибания, гидравлическая
H/L

243 3-секционный, с электрическим положением сгибания и электрическим подъемом/опусканием



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА





Manumed Optimal 3-секционный с положением сгибания и с регулируемыми секциями стрелы

ДАННЫЕ ДЛЯ
ЗАКАЗА

Тип

- | | |
|-----|--|
| 214 | 3-секционный, головная секция с регулируемыми секциями стрелы, без положения сгибания, гидравлический Н/Л |
| 224 | 3-секционная, головная секция с регулируемыми секциями стрелы, без положения сгибания, электрическая Н/Л |
| 215 | 3-секционная, головная секция с регулируемыми секциями ручек, положение сгибания с газовой пружиной, гидравлический подъем/опускание |
| 245 | 3-секционная, головная секция с регулируемыми секциями для рук, с электрическим положением сгибания, электрический подъем/опускание |



Manumed Optimal 3-секционный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер столешницы (Д x Ш):	204 x 67 см (по выбору ширина 57 или 80 см)
Регулировка высоты:	47–100 см, электрическая 47–97 см, гидравлическая
Время подъема (мин.-макс.):	около 18 сек.
Грузоподъемность:	200 кг (электродвигатель опционально 250 кг)
Источник питания:	120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемый ток:	макс. 2,0 А

ПРИМЕЧАНИЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ.

Это медицинское устройство



Оно соответствует всем применимым медицинским нормам. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению (доступна для скачивания на сайте www.enraf-nonius.com).



Manumed Colours

ОПЦИИ⁽¹⁾

Кушетка Enraf-Nonius, подходящая к любому интерьеру. Как и в других медицинских учреждениях, в кабинетах физиотерапии важна приятная атмосфера. Пациенты должны чувствовать себя комфортно в помещении, где проходит лечение. Поскольку каждый кабинет обставлен по-своему и имеет свою цветовую гамму, мы считаем важным, чтобы лечебные кушетки гармонировали с вашим стилем и атмосферой. Именно поэтому мы можем изготовить наши лечебные кушетки с каркасом и обивкой нескольких цветов. Наша обивка из искусственной кожи не содержит фталатов и является огнестойкой — уникальное сочетание, благодаря которому этот материал подходит для использования в медицинских целях!

NATURAL

811 вулканический черный

850 орех

851 песок

886
листья

888 снег

СТИЛ ЖИЗНИ

410 антрацит

406
нефтяной

407 вишня

408 терракота

409 кожа

EXECUTIVE

012 черный

213 серый


199
лавандовый

204 синий

169 васильковый

170 голубой

(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как во время производства диван может быть модифицирован.



Цвета Manumed


N A T U R A L



811 «вулканный черный»



850 орех



851 песочный



886 листья



888 снег

Цвета Manumed

СТИЛ ЖИЗНИ



410 антрацит

406 нефтяной

407 вишня

408 терракота


409 кожа

Цвета Manumed


EXECUTIVE




012 черный




213 серый



199 лавандовый



204 синий Сириус



169 васильковый



170 голубой

Цвета рамы

Ral 7035 серый

Ral 9005 черный

Ral 9010 белый

ОПЦИИ⁽¹⁾



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте дополнительные опции вместе с диваном, так как их установка осуществляется на этапе производства.


Manumed Optimal 3-секционный

ОПЦИИ⁽¹⁾

Варианты обивки


Ширина секции	57 см	67 см	80 см
Стандартная толщина 4 см	c	c	s
Делюкс, толщина 6 см	o	o	o
Extra hard, толщина 4 см	o	o	o
Очень мягкий, толщина 5,5 см	o	o	o
Ножная часть трапецевидной формы	x	s	s
Профиль ножки прямоугольной формы	s	o	x

s = стандартная o = опциональная x = недоступна



Плотность пенопласта:

Стандарт:	38 кг/м³
Делюкс:	38 кг/м³
Сверхтвердый:	70 кг/м³
Очень мягкий:	4 см 38 кг/м³ + 1,5 см 30 кг/м³



(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как их установка осуществляется на этапе производства




Manumed Optimal 3-секционный


ОПЦИИ⁽¹⁾

Отверстие для носа

- A. Продолговатое отверстие для носа в комплекте с заглушкой (стандартное исполнение)
- B. Носовое отверстие треугольной формы (опция) без заглушки, пожалуйста, заказывайте отдельно 1550813
- C. Без отверстия для носа (опция)



1550813



Регулировка высоты

- A. Гидравлические модели 212 / 213 / 214 / 215
- B. Электрические (222 / 243 / 224 / 245) Ножной переключатель (стандарт)
- C. Электрический (222 / 243 / 224 / 245) Полный набор (опция)



A



B



C

(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с диваном, так как при производстве диван подвергается модификации

Manumed Optimal 3-секционный

ОПЦИИ⁽¹⁾

Грузоподъемность

А. Электрический — макс. 200 кг (стандартная комплектация)

В. Электрический — макс. 250 кг (опция)

С. Гидравлический — макс. 200 кг



А



В



С

Дополнительные опции

А. Эрго-крылья (только для ширины 67 см)

В. Система безопасности AutoLock с таймером




А



В

(1) = ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, заказывайте опции вместе с кушеткой, так как при производстве кушетка модифицируется



Manumed Optimal 3-секционный

ПРИНАДЛЕЖНО
СТИ

Держатель рулонов бумаги и рулоны бумаги

- | | |
|---------|---|
| 3450104 | Держатель для рулонов бумаги для Manumed Optimal, для рулонов длиной 50 и 60 см, устанавливается под ножной секцией |
| 3450105 | Держатель рулона бумаги для Manumed Optimal, для рулонов 50 и 60 см, устанавливается под изголовьем |
| 3445278 | Рулон бумаги, ширина 50 см, длина рулона 150 м, по 5 рулонов |
| 3445279 | Рулон бумаги, ширина 60 см, длина рулона 150 м, по 5 рулонов |



3450104



3450105



3445278 / 3445279



Manumed Optimal 3-секционный


ПРИНАДЛЕЖНО
СТИ

Крепежные элементы

- Зххх035 Опора для плеч/шеи, комплект из 2 шт. (доступны в разных цветах, см. страницу «Цвета Manumed») 3450036
- Зажим для фиксирующего рожка Зххх035 (2 шт.)
- Зххх031 Опора для таза, вкл. монтажный кронштейн (доступна в разных цветах, см. страницу «Цвета Manumed») 3496187
- Фиксирующая рейка для фиксирующего рожка подмышечного или гинекологического набора: (1550810 / 1550805 /
- Зххх028)* ЗХХХ028 Фиксирующий рог для подмышечной области (доступен в различных цветах, см. страницу «Цвета Manumed»)




Зххх035



3450036



Зххх031




3496187



ЗХХХ028

* Только для диванов 213, 215, 243 и 245



Manumed Optimal 3-секционный

ПРИНАДЛЕЖНО
СТИ

Крепежные ремни

3445023	Ремень фиксации с застежкой-липучкой 120 см
3445014	Фиксирующий ремень с застежкой-липучкой 160 см
3445015	Фиксирующий ремень с застежкой-липучкой 240 см
3445475	Фиксирующий ремень с предохранительным замком 250 см
3445474	Фиксирующий ремень с предохранительным замком 350 см



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Табуреты

АКСЕССУАРЫ

3xxx010	Табурет, регулируемый по высоте 40–53 см
3xxx011	Табурет, мобильный, с регулировкой высоты 59–85 см
3xxx012	Табурет, передвижной, с подставкой для ног, регулируемый по высоте 59–85 см
3xxx013	Табурет, передвижной, с анатомическим сиденьем, регулируемый по высоте 50–63 см
3xxx020	Табурет, мобильный, седлообразное сиденье, регулируемая высота 59–85 см



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

Доступно во всех цветах, показанных ниже


НАТУРАЛЬНЫЙ	LIFESTYLE	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
811 851	410 408	012 213 199 204 169 170



Подушки и подушки-валики

АКСЕССУАРЫ

3xxx002	Полурулон, плоское дно, маленький, специально для лодыжки	28x9x11 см
3xxx003	Полувалик, плоское дно, большой	56x16x18 см
3xxx023	Массажный валик	50x Ø15 см
3xxx004	Подушка для шеи, тип «песочные часы»	30x15 см
3xxx005	Подушка для массажа	30x28x8 см
3xxx015	Подушка клиновидной формы	50 × 30 × 15 см



Доступно во всех цветах, показанных ниже


НАТУРАЛЬНЫЙ	LIFESTYLE	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
811 851	410 408	012 213 199 204 169 170



Подушки и подушки-валики

АКСЕССУАРЫ

1550813	Заглушка для носового отверстия, треугольной формы ⁽¹⁾	16,5 x 21 см
3445297	Клиновидная, Kaltenborn, резиновая модель ⁽¹⁾	22,5 x 10,5 x 8,5 см
3446161	Мешок с песком 1,2 кг ⁽²⁾	15x25 см



1550813

(1) = доступно только в черном цвете


(2) = доступно только в сером цвете



3445297




3446161



Чехлы для диванов

АКСЕССУАРЫ

3445240	Чехол для дивана с вырезом для носа	синий
3445241	Чехол для дивана, с вырезом для носа	бордовый
3445242	Чехол для дивана с вырезом для носа	белый
3445244	Чехол для дивана с вырезом для носа	нефритовый
3445249	Чехол для дивана с вырезом для носа	темно-серый
3445250	Чехол для дивана с вырезом для носа	королевский синий
3445261	Чехол для дивана, без выреза для носа	синий
3445034	Чехол для кушетки, без выреза для носа	бордовый
3445267	Чехол для кушетки, без выреза для носа	белый
3445262	Чехол для кушетки, без выреза для носа	нефрит
3445248	Чехол для куклы, без выреза для носа	темно-серый
3445247	Чехол для дивана, без выреза для носа	королевский синий
3445259	Эластичные ремни для чехла на кушетку с застежками-клипсами на обоих	концах, комплект из 3 шт.




3445240
3445261



3445241
3445034




3445242
3445267



3445244
3445262



3445249



3445250



3445259



Manumed Optimal 3-секционный

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для гинекологии*

3496187 Крепежная рейка для фиксационного рожка подмышечной впадины или гинекологического набора:
(1550810 / 1550805 / 3xxx028)

1550810 Гинекологический набор «Комфорт»

1550805 Гинекологический набор



3496187



1550810



1550805

Набор для поднятия


3450067 Комплект для подъема
(30 мм)



3450067

* Только для кушеток шириной 67 см с положением сгибания





Manumed Optimal 3- секционны й

Самый универсальный
кушетка для лечения и
обследования

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Роттердам | Нидерланды www.enraf-nonus.com |
info@enraf-nonus.nl | +31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE