



Автоматическая система анализа мочи **Atellica 1500**

Начало эпохи **Atellica**

Система, с которой вы можете видеть больше, работая меньше

Система Atellica 1500* объединяет современный биохимический анализатор CLINITEK Novus** и новый анализатор осадка мочи Atellica UAS 800* в единый полностью автоматизированный блок. Получайте больше результатов, затрачивая меньше усилий с действительно цифровой автоматизированной системой анализа мочи, которая устанавливает новый стандарт точности и эффективности.

Atellica 1500 - то, что вы ждете от лидеров в современном анализе мочи.



Спецификации системы анализа мочи **Atellica 1500***

Габариты и вес		Требования к электропитанию	
Глубина (с держателем штативов)	680 мм	Блок анализаторов	110–240 В 50–60 Гц 210 Вт макс.
Высота (с держателем штативов)	625 мм	Номинал предохранителя: T8A 250 В	
Ширина (с держателем штативов)	1260 мм	ПК с операционной системой	100–240 В 50–60 Гц 400 Вт макс.
Вес	114 кг	Монитор	100–240 В 50–60 Гц 100 Вт макс.
Системная информация		Требования к окружающей среде	
Пропускная способность	106–240 проб / час	Рабочая температура	18–30°C
Хранение данных	10,000 результатов пациентов, включая изображения	Рабочая отн. влажность	20–80%, без конденсации
Уровень шума	< 60 дБ	Рабочая высота	0–2000 м над уровнем моря
Функция STAT -теста	Наличие	Температура хранения	-25 - +60°C
Единицы результатов осадка	клетки/мкл, клетки/МПЗ, клетки/БПЗ	Отн. влажность хранения	20–80%, без конденсации
Системы единиц результатов б/х	Метрическая, Метрическая с системой плюс, СИ, СИ с системой плюс	Атм. давление хранения	106–70 кПа (примерно 0–3000 м)
Время до первого результата	< 4 минут	Сертификаты	TUV, CE, EMC, IEC 61326
Емкость загрузки образцов	100 образцов	Спецификации штрихкодов	
Интерфейс обмена данными	TCP/IP или Serial - ASTM и HL7	Поддерживаемые типы****	Codabar
Меню параметров осадка мочи			Code 39
- RBC (красные кровяные клетки) - WBC (белые кровяные клетки) – WBCc (скопления БКК) – BAC (бактерии) – BACr (палочковидные) – BACc (кокковидные) - EPI (плоскоклеточный эпителий) - NEC (неплоскоклеточный эпителий) - PAT (патологические цилиндры) - HYA (гиалиновые цилиндры) - CRY (кристаллы) - YEA (дрожжевые грибки) - MUC (слизь) - SPRM (сперматозоиды)			Code 93
			Code128
			Interleaved 2 of 5
		Спецификации штативов и пробирок	
		Совместимые типы штативов	Только штативы поставляемые Siemens Healthineers
Меню параметров биохимического состава мочи		Минимальный объем образца в пробирке	2.6 мл
Анализатор CLINITEK Novus с кассетами CLINITEK Novus** CLINITEK Novus 10 Cassette*** - Билирубин - Прозрачность - Цвет - Глюкоза - Кетоны - Лейкоцитарная эстераза - Нитриты - Скрытая кровь - pH - Белок - Удельная плотность - Уробилиноген		Высота пробирки	95–106 мм
		Диаметр отверстия в штативе	16.5 мм
		Кюветы	
		Совместимые типы	Только картриджи с кюветами для Atellica UAS 800, поставляемые Siemens Healthineers
		Количество кювет в упаковке	600 кювет
		Срок хранения кювет	2 года
CLINITEK Novus PRO 12 Cassette*** - Билирубин - Прозрачность - Цвет - Глюкоза - Кетоны - Лейкоцитарная эстераза - Нитриты - Скрытая кровь - pH - Белок - Удельная плотность - Уробилиноген - Альбумин - Креатинин - Альбумин-креатининовое отношение - Белок-креатининовое отношение		Кассеты с реагентами	
		Совместимые типы	CLINITEK Novus 10 Cassette
			CLINITEK Novus PRO 12 Cassette
		**** Опциональный внешний сканер штрихкодов	

* Анализатор автоматический осадка мочи Atellica UAS 800 с принадлежностями (PY № P3H 2019/.... (уточнить)

** Автоматический анализатор мочи "Клинитек Новус" (CLINITEK Novus) с принадлежностями (PY № P3H 2013/1285)

*** Кассета с реагентами для анализа мочи CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Urinalysis Cassette) (PY № P3H 2019/8144)

Atellica, CLINITEK Novus, and all associated marks are trademarks of Siemens Healthcare Diagnostics Inc., or its affiliates. All other trademarks and brands are the property of their respective owners.

Product availability may vary from country to country and is subject to varying regulatory requirements. Please contact your local representative for availability.

This brochure is intended for use outside the U.S. only (OUS). Display or promotion to U.S. audiences are prohibited.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников

Order No. A91DX-POC-170204-XC1-4A00 | 06-2017 | © Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 2017

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84 0
siemens.com/healthineers

Local Contact Information
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Phone: +781 269-3000
siemens.com/healthineers