



Программное обеспечение PRISCA* для оценки пренатального риска

Информативная пренатальная оценка риска
без инвазивного вмешательства

<https://www.siemens-healthineers.com/ru>

SIEMENS
Healthineers 

Вначале используйте PRISCA*

Обеспечьте комплексную и надежную пренатальную оценку рисков развития трисомии 13, трисомии 18, трисомии 21 и дефекта нервной трубки. Хотя программное обеспечение PRISCA* не дает окончательного подтверждения о наличии патологии, оно помогает женщине принять решение о том, надо ли ей прибегать к инвазивному вмешательству, например к амниоцентезу, который сопровождается риском потери плода 1 к 200.

Вначале используйте программное обеспечение PRISCA* для оценки пренатального риска, которое позволяет обнаружить патологию в 95% случаев.



Объедините всю имеющуюся информацию для надежной оценки риска



Повысьте надежность пренатальной оценки рисков

Особенности

- Возможность ввода результатов анализа на ингибин А позволяет добавлять этот анализ к обычному тройному тесту во втором триместре.
- Скрининг трисомии 13/18/ 21 в первом триместре.
- Расчет рисков с использованием только данных о затылочной прозрачности и возрасте пациентки.
- Расчет рисков с использованием только данных измерения гликопротеина PAPP-A или свободного гормона beta-hCG.
- Медианы значений прозрачности шейной складки, специфичные для данного медицинского центра.
- Коррекция риска при отсутствии носовой кости и предыдущей оценки трисомии 21.
- Расчет риска в первом или втором триместре на дату взятия пробы крови или на назначенную дату.
- Возможность экспорта данных для дальнейшего анализа — доступен формат настраиваемых отчетов†.

Лабораторные характеристики

Программное обеспечение PRISCA* объединяет результаты анализов на PAPP и свободный beta-hCG с иммунохимическими анализаторов Atellica IM** и IMMULITE 2000 XPi*, а также результаты анализов на AFP, hCG и неконъюгированный эстриол, полученные на системе IMMULITE 2000 XPi*.

Технические характеристики

Требования к компьютеру

Оперативная память: 4 ГБ
Процессор: двухъядерный 1,2 ГГц
Операционная система: WINDOWS 7 (32-разрядная) и WINDOWS 10 (32- и 64-разрядная)

Требования к безопасности

- Журнал аудита для отслеживания действий последнего пользователя системы.
- Два уровня паролей для настраиваемого доступа пользователей.
- Резервное копирование базы данных.

‡ P5Link выпускается партнером Siemens Healthineers — компанией Typolog Software Ltd. & Co. KG.

† Использование настраиваемых отчетов может повлечь за собой дополнительные расходы.

Siemens Healthineers открывает путь инновациям в здравоохранении. Для всех. Повсеместно. Регулярно предлагая рынку наши новейшие разработки, мы помогаем медицинским работникам оказывать пациентам высококачественную медицинскую помощь, которая обеспечивает оптимальные результаты лечения.

Наше портфолио продукции в различных областях медицины — диагностики *in vitro* и *in vivo* — играет важную роль в принятии клинических решений и лечении пациентов. Мы будем и дальше использовать наши возможности, чтобы помочь в борьбе с заболеваниями, повышая качество оказываемого лечения и увеличивая доступность медицинской помощи.

Мы — это команда из 66000 преданных своему делу работников компании более чем из 70 стран мира, которые стремятся расширить границы возможного в сфере здравоохранения, чтобы улучшить жизнь людей во всем мире.

Atellica, IMMULITE и все связанные с ними марки являются товарными знаками компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее дочерних организаций. Все прочие приведенные здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Доступность изделия может меняться в зависимости от страны и регулируется в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями. Уточните доступность у местного представителя.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.

* Анализаторы иммунохемилюминесцентные Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000, Immulite 2000XPi, с принадлежностями (РУ № ФСЗ 2007/00551).

** Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM, в вариантах исполнения, с принадлежностями (РУ № РЗН 2020 / 12316).

**Генеральное представительство
Siemens Healthineers**

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0
www.siemens-healthineers.com

Контактная информация в России

ООО «Сименс Здравоохранение»
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52
www.siemens-healthineers.com/ru