



Система Sysmex CS-2500

Технические характеристики

siemens.com/healthcare

Достигайте высоких результатов в тестировании гемостаза: интеллектуальные технологии улучшают управление образцами, повышают эффективность и оптимизируют рабочий процесс лаборатории.

Система Sysmex[®] CS-2500 — это полностью автоматизированный коагулометр, в котором используются интеллектуальные технологии, такие как преаналитическая проверка образцов с помощью технологии PSI[†], автоматизированные исследования смешивания, автоматизированная агрегация тромбоцитов агрегации^{*} и анализ формы тромбоцитарной волны[†] для улучшения управления образцами, повышения эффективности и оптимизации рабочего процесса в лаборатории. Система помогает средним и крупным лабораториям по исследованию коагуляции достичь более высокой точности первых результатов путем выявления и автоматического управления потенциально проблемными тестовыми образцами до начала анализа.

Меню тестов реагентов

РТ	Dade [®] Innovin [®] , Thromborel [®] S
АПТТ	Dade Actin [®] , Dade Actin FS, Dade Actin FSL, Pathromtin [®] SL
Фибриноген	Dade Тромбин
Время тромбина	Тест Тромбин, Тромбоклотин [*]
Время батроксобины	Батроксобин
Дефицит факторов	Фактор II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
Волчаночный антикоагулянт	Скрининг LA1, подтверждение LA2
Путь протеина С	Протеин С, ProC [®] Ac R, ProC Global, F V Leiden, INNOVANCE [®] Свободный PS Ag, протеин S Ac
Гепарин	Berichrom [®] Гепарин, INNOVANCE Гепарин
Антитромбин III	Berichrom Антитромбин III (A), INNOVANCE Антитромбин
D-димер	INNOVANCE D-димер
Фактор фон Виллебранда	vWF Ag, INNOVANCE VWF Ac, BC von Willebrand Reagent
Хромогенный	Berichrom фактор VIII хромогенный, Berichrom фактор XIII хромогенный, Berichrom ингибитор C1, Berichrom α2-антиплазмин, Berichrom плазминоген, Berichrom белок C

*Приложение с маркировкой CE от Sysmex.

†Только для исследовательских целей.

Значения пропускной способности были определены по времени получения первого результата; производительность зависит от используемого реагента. Указанные выше значения пропускной способности были определены с использованием протокола исследования Siemens с PT (pearent Thromborel S).
Применение тестов APTT (pearent Pathrombin SL), INNOVANCE D-Dimer Reagent и AT (pearent INNOVANCE AT).

Actin, Berichrom, Dade, INNOVANCE, Innovin, Pathromtin, ProC, Thromboclotin, Thromborel, PSI и все связанные с ними знаки являются товарными знаками Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее аффилированных компаний. Sysmex является товарным знаком Sysmex Corporation. Все другие товарные знаки и бренды являются собственностью их соответствующих владельцев.

Доступность продуктов может варьироваться в зависимости от страны и подлежит различным нормативным требованиям. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем для получения информации о доступности.

Контактная информация

Siemens Healthcare Laboratory
Diagnostics 511 Benedict
Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005 США
Телефон: +1 914-631-8000
siemens.com/healthcare

Штаб-квартира Siemens Healthcare
Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 127
91052 Эрланген Германия
Телефон: +49 9131 840
siemens.com/healthcare